

AXIOM
— PLASMA —

Formation PLASMA FROID

TRAITEZ EFFICACEMENT :



ALOPÉCIES
Stimulez la repousse
et renforcez le cuir
chevelu



CICATRICES
Lissez la peau
et améliorez
sa texture



RIDES
Raffermissiez
et ravivez l'éclat
de la peau



PERPIGNAN



ONLINE

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT !

FORMATION PROFESSIONNELLE · 1 JOURNÉE · 2 À 6 STAGIAIRES · PERPIGNAN

Kelen Bauck Academy · Mis à jour le 8 octobre 2026

LA FORMATION

Plasma froid et plasma thermique avec l'appareil Axiom Plasma HF-912D

Une journée pour maîtriser l'appareil Axiom Plasma (HF-912D) en autonomie et en sécurité : technologie, 9 têtes de traitement, contre-indications, protocoles et suivi.

La formation s'adresse aux praticiennes déjà formées en dermopigmentation ou en micro-stimulation folliculaire, comme aux débutantes en soins par plasma ayant des bases en esthétique professionnelle. Le programme est le même pour tout le groupe ; les ateliers pratiques sont adaptés au niveau de chacune.

DURÉE

1 journée
9h00 – 18h00

EFFECTIF

2 à 6
stagiaires

TARIF

2 000 €
net de taxes

LIEU

Perpignan
(Pollestres)

APPAREIL

Axiom Plasma
HF-912D

VALIDATION

QCM final
+ attestation

ZONES TRAVAILLÉES

- Visage
- Cuir chevelu
- Zone périoculaire
- Zone périlabiale

INCLUS

- Appareil HF-912D et jeu complet des 9 têtes pendant la formation
- Livret stagiaire : protocoles, tableaux de paramètres, check-lists
- Fiches techniques plastifiées par tête de traitement
- Consommables et mannequins d'entraînement



POUR QUI · POUR QUOI

Objectifs, public et prérequis

1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, la stagiaire sera capable de :

- expliquer le principe physique du plasma froid et du plasma thermique, et distinguer leurs indications respectives ;
- identifier les 9 têtes de traitement de l'appareil HF-912D et sélectionner la tête adaptée à chaque objectif de soin ;
- utiliser l'interface de l'appareil (modes, niveaux d'énergie, minuteur) en autonomie et en sécurité ;
- repérer et appliquer sans exception les contre-indications absolues, relatives, médicamenteuses et cutanées avant tout traitement ;
- réaliser le protocole préopératoire complet (asepsie, préparation cutanée, sécurité périoculaire) ;
- exécuter les techniques opératoires propres à chaque tête (distances, durées, séquences) dans le respect des paramètres du fabricant ;
- délivrer les consignes de soins post-traitement et planifier la fréquence des séances selon l'indication ;
- entretenir et désinfecter le matériel selon le protocole « une personne, une utilisation, une désinfection ».

2. PUBLIC VISÉ

Groupe mixte de 2 à 6 stagiaires :

- praticiennes déjà formées en dermopigmentation ou micro-stimulation folliculaire (REGEN X®, nanoblading...) ;
- débutantes en soins par plasma, avec des bases en esthétique professionnelle.

PRÉREQUIS

- Exercice ou projet d'exercice en institut, cabinet d'esthétique ou centre de beauté
- Connaissances de base en anatomie cutanée et en hygiène / aseptie professionnelle
- Aucune contre-indication personnelle à la pratique manuelle prolongée

Différenciation pédagogique : le programme est identique pour tout le groupe. Pendant les ateliers pratiques (modules 3 et 6), les débutantes bénéficient d'un temps de démonstration supplémentaire et d'une supervision plus rapprochée, pendant que les praticiennes confirmées approfondissent les réglages fins et les cas complexes.

ORGANISATION

Méthodes, évaluation et matériel

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports théoriques illustrés (schémas, comparatifs)
- Démonstrations en direct sur l'appareil par la formatrice
- Ateliers pratiques supervisés en binôme, sur mannequin puis sur modèle

ÉVALUATION

- Évaluation formative continue pendant les ateliers (grille d'observation gestuelle)
- QCM final de connaissances (technologie, contre-indications, protocoles)
- Feuille d'émargement et questionnaire de satisfaction
- Délivrance d'une attestation de formation nominative

5. MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

MATÉRIEL TECHNIQUE

- 1 appareil HF-912D en état de marche et son câble d'alimentation
- Jeu complet des 9 têtes de traitement, en quantité suffisante pour les ateliers en binôme
- Consommables : gants médicaux jetables, coton, alcool médical à 75°, produits de soin et huiles pour têtes à rouleau
- Mannequins d'entraînement et / ou modèles volontaires (consentement éclairé requis pour toute pratique sur peau réelle)

SALLE

- Espace théorie équipé (écran) et espace pratique avec postes individuels et arrivée électrique
- Pièce sèche, bien ventilée, à l'abri de la lumière directe

SUPPORT PÉDAGOGIQUE

- Livret stagiaire : protocoles, tableaux de paramètres, check-lists de contre-indications
- Fiches techniques par tête, plastifiées, au poste de travail
- QCM d'évaluation imprimé ou digital

Cadre et sécurité : les soins par plasma présentés sont des soins esthétiques. Ils ne remplacent pas un avis médical ; toute pathologie de la peau ou du cuir chevelu est orientée vers un médecin. La pratique se fait dans le strict respect des contre-indications et des paramètres du fabricant. Cette formation délivre une attestation de formation ; elle ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique.

4. PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA JOURNÉE

Matinée · 9h00 – 12h30

9h00

30 min

**Accueil et ouverture**

- Présentation formatrice / stagiaires
- Tour de table : niveaux et attentes
- Objectifs pédagogiques et déroulé de la journée
- Émargement

9h30

1 h

**Module 1 — Fondamentaux de la technologie plasma**

- Principe d'ionisation et de génération du plasma
- Plasma froid (30–70 °C) et plasma chauffé / thermique (100–300 °C)
- Positionnement par rapport aux autres technologies
- Fiche technique de l'appareil HF-912D (écran, puissance, alimentation)

10h30

45 min

**Module 2 — Prise en main de l'appareil**

- Unité principale : écran tactile, manette, bouton Scram, réglage du gaz
- Interface : mode continu / intermittent, niveaux d'énergie, minuteur
- Installation et changement des têtes (démonstration)
- Règles de manipulation et de sécurité (zones de préhension)

11h15

15 min



Pause

11h30

1 h

**Module 3 — Les 9 têtes de traitement**

- Tête ionique carrée / tête cuir chevelu (Lariat)
- Tête à buse / tête d'aiguille à rouleau pneumatique
- Pointes d'aiguille pneumatique droite, droite / courbée type pulvérisation
- Aiguille à plasma droite / courbe · tête céramique (ozone)
- Tableau récapitulatif : tête, indication, zone, mode

12h30

1 h



Déjeuner



4. PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA JOURNÉE

Après-midi · 13h30 – 18h00

- 13h30**
1 h
- **Module 4 — Sécurité : contre-indications (module critique)**
- Contre-indications absolues, relatives et médicamenteuses
 - Classification de Fitzpatrick et restrictions du plasma thermique
- 14h30**
45 min
- **Module 5 — Protocole préopératoire**
- Check-list des 16 points de préparation avant traitement
 - Asepsie, gants, désinfection, retrait des objets métalliques
 - Distance de sécurité en zone périoculaire et muqueuses
 - Évaluation cutanée préalable
- 15h15**
1 h
- **Module 6 — Techniques opératoires (pratique supervisée)**
- Démonstration puis mise en pratique par tête sur modèle
 - Distances, durées par point (3–5 s) et progression des niveaux d'énergie
 - Séquences par zone : visage, cuir chevelu, périoculaire, périlabial
 - Correction individuelle des gestes
- 16h15**
15 min
- Pause
- 16h30**
45 min
- **Module 7 — Suivi post-traitement**
- Soins immédiats et prévention des infections
 - Phase de croûte et hyperpigmentation post-inflammatoire
 - Fréquence et nombre de séances selon l'indication
 - Restrictions pendant la récupération
- 17h15**
30 min
- **Module 8 — Entretien et maintenance de l'appareil**
- Nettoyage et désinfection des sondes (une personne / une utilisation)
 - Stockage, conditions environnementales, précautions électriques
 - Garantie constructeur et cas d'exclusion
- 17h45**
15 min
- **Évaluation et clôture**
- QCM d'évaluation des acquis
 - Remise de l'attestation de formation
 - Questions / réponses et clôture



6. TARIF, LIEU ET DURÉE

S'inscrire et se faire accompagner

INFORMATIONS

- **Durée** : 1 journée (de 9h00 à 18h00)
- **Dernière session** : Perpignan, 5 octobre 2026 · prochaines dates : nous consulter
- **Lieu** : 4 Alfred Sauvy, 66450 Pollestres (Perpignan)
- **Tarif** : 2 000 € net de taxes
- **Effectif** : 2 à 6 stagiaires

INSCRIPTION

- Inscription en ligne et signature du contrat de formation
- Acompte de 30 % (600 €) pour réserver votre place (après le délai de rétractation de 10 jours pour les particuliers qui financent eux-mêmes leur formation)
- Solde au plus tard le premier jour de la formation
- Délai d'accès : 15 jours à 4 semaines, selon les places disponibles

FORMATRICE

Kelen Bauck, fondatrice de la Kelen Bauck Academy, esthéticienne et dermopigmentiste depuis plus de 15 ans.

ACCESSIBILITÉ

Pour toute situation de handicap, contactez notre référente handicap, **Céline Cortinchi**, au 06 51 31 57 77 ou à info@kelenbauck.com, afin d'étudier ensemble les adaptations possibles.

7. CONTACTS

- **Muriel** · 06 51 31 57 77
- **E-mail** · info@kelenbauck.com



Photos non contractuelles : les résultats varient selon chaque personne.

Les CGV et le règlement intérieur sont disponibles sur kelenbauckacademy.com.